

HÄNDEDESINFEKTION, WO SIE AM WICHTIGSTEN IST: AM ORT DER VERSORGUNG




Compliance in Reichweite - der Point-of-Care-Spender:

- eliminiert Hindernisse, um Handhygiene im Rahmen der Arbeitsabläufe in der Patientenversorgung zu ermöglichen
- verbessert die Einhaltung der Vorgaben des öffentlichen Gesundheitswesens und der WHO-Handhygienestandards durch Beschäftigte
- bietet verschiedene Anbringungsmöglichkeiten zur flexiblen Platzierung im Patientenbereich

Die Weltgesundheitsorganisation definiert den Point-of-Care als den Ort, an dem drei Elemente zusammenkommen:

- Patienten
- Beschäftigte im Gesundheitswesen
- Versorgung oder Behandlung, die Kontakt mit Patienten oder ihrer Umgebung im Patientenbereich beinhaltet

Mit dem Point-of-Care-Spender erleichtert SC Johnson Professional Beschäftigten im Gesundheitswesen das Desinfizieren in jedem der „vier Momente für Handhygiene“ – vor, während und nach der Versorgung von Patienten. Dies unterstützt gleichzeitig die Einhaltung der Händehygiene.



Effizienz klinischer Arbeitsabläufe


Der Point-of-Care-Spender lässt sich einfach an Wänden, über Betten und an Nachttischen befestigen. So ist das alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel (ABHR) jederzeit in Reichweite und ermöglicht eine ordnungsgemäße Handhygiene direkt am Ort der Patientenversorgung, ohne den klinischen Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Patientensicherheit

Flexible Befestigungsmöglichkeiten und manipulationssichere Verriegelungsmechanismen ermöglichen die sichere Platzierung von ABHR im Patientenbereich und schützen gleichzeitig das enthaltene Produkt vor Missbrauch, Diebstahl und versehentlichem Entfernen.

Sichere Umgebung

Die kleinere 400-ml-Flasche ermöglicht mehr Desinfektionsstationen und einen besseren Zugang zu Handhygieneprodukten bei gleichzeitiger Einhaltung der Brandschutzvorschriften.



1 Tischhalterung – Weiß (für Point-of-Care-Spender)
Artikel # 400ML-TMW

2 Point-of-Care-Spender – Weiß
Artikel # 400WH

3 Bett-/Wandhalterung - rot
Kann auf vier Arten befestigt werden, einschließlich Bettseiten- und Infusionsständer
Artikel # BRK400ML

4 **ZUR VERWENDUNG MIT**
Phamosan™ InstantFoam
400ML
Artikelnummer #
PFS400OPDE



1. World Alliance for Patient Safety. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (May 2009). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2009. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf.