



Dispensador manual Swarfega®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispensador para limpiadores de manos Swarfega® en cartuchos de 4 litros

USO

Para usar exclusivamente con cartuchos de 4 litros de la gama Swarfega®

MODO DE EMPLEO

El pulsador de gran tamaño dispensa una dosis controlada de producto apropiada para la aplicación requerida y los cartuchos vacíos se sustituyen fácilmente en cuestión de segundos.



Dispensador de 4 litros

	DESCRIPCIÓN	VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS	Garantizado de por vida	El dispensador Swarfega® de 4 litros está garantizado de por vida. La garantía solo se aplica en la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda y a dispensadores que utilicen exclusivamente productos de SC Johnson Professional. Se aplican otros términos y condiciones: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee
	Los pulsadores se benefician de la tecnología BioCote®1	La tecnología de iones de plata BioCote® reduce eficazmente las bacterias, el moho y los hongos en la superficie de los pulsadores de los dispensadores SC Johnson Professional® tratados con BioCote® en tan solo 2 horas, y consigue una reducción de hasta el 99,99 % en un periodo de 24 horas*.
	Pulsadores grandes y fáciles de utilizar	Es necesaria menos fuerza para pulsar con la mano.
	Dosis medida	Proporciona la cantidad adecuada para una aplicación eficaz del producto, con lo que se evita un uso excesivo y el desperdicio.
	Cartucho hermético higiénico	Los mecanismos del cartucho y la bomba sellados por ultrasonidos impiden la entrada de aire en el cartucho durante su uso, lo que ayuda a evitar la contaminación del producto y garantiza que se dispense un producto «fresco» en cada uso.
	Desperdicio mínimo	Los cartuchos herméticos están diseñados para colapsarse durante su uso y minimizar así el desperdicio de producto.
MANIPULACIÓN	Mecanismo de cierre seguro	Su mecanismo único ayuda a evitar el acceso no autorizado, el hurto y la contaminación del producto.
	Visor	Indica la presencia de un cartucho.
	Ahorro de tiempo	Los cartuchos se cambian en segundos, lo cual reduce el tiempo que se dedica al mantenimiento y los costes relacionados.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DISPENSADOR	TAMAÑO	APLICACIONES POR CARTUCHO	COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO	TAMAÑO DE LA DOSIS
SWA4000D	Dispensador Swarfega® de 4 litros	348 (alt.) × 177 (anch.) × 160 (prof.) mm	888 dosis	Cartuchos de 4 litros de la gama Swarfega®	4,5 ml

1 BioCote® es una marca comercial registrada de BioCote Limited. * BioCote® mantiene su protección antimicrobiana durante toda la vida útil del pulsador del dispensador y no se desgasta, no se deteriora ni se transfiere.. La tecnología BioCote® no sustituye las buenas prácticas de higiene de las manos.

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
E-mail: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.
© 2025 SC Johnson Professional S.L.