



Ręczny dozownik Swarfega®

OPIS PRODUKTU

2-litrowy dozownik na zgrzewane wkłady Swarfega®.

UŻYTKOWANIE

Dozownik jest przeznaczony do użytku wyłącznie z gamą 2-litrowych wkładów Swarfega®.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Dociśnij duży przycisk do końca, aby otrzymać odmierzoną, zgodną z przeznaczeniem ilość produktu. Wymiana pustych wkładów jest kwestią kilku sekund.



2-litrowy dozownik

	OPIS	KORZYŚCI
CECHY	Dożywnia gwarancja	2-litrowy dozownik Swarfega® jest objęty dożywotnią gwarancją. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz do dozowników wykorzystujących wyłącznie produkty SC Johnson Professional. Obowiązują inne warunki: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee
	Przyciski są chronione technologią BioCote® ¹	Wykorzystująca jony srebra technologia BioCote® w zaledwie dwie godziny skutecznie zwalcza bakterie, pleśń i grzyby z powierzchni przycisku dozownika SC Johnson Professional®, na którym została zastosowana. W ciągu 24 godzin redukuje ilość bakterii, pleśni i grzybów nawet o 99,99%*.
	Duże, łatwe w użyciu przyciski dozujące	Dociśnij duży przycisk do końca, aby otrzymać odmierzoną, zgodną z przeznaczeniem ilość produktu.
	Odmierzona dawka	Efektywnie dozuje ilość produktu, ograniczając nadmierne zużycie i produkcję odpadów.
	Higieniczny wkład bez powietrza	Zgrzane ultradźwiękami wkłady oraz mechanizmy pompki uniemożliwiają przedostawanie się powietrza do wkładu podczas użytkowania, co pomaga przeciwdziałać zanieczyszczeniu produktu, dzięki czemu za każdym razem otrzymujemy jego „świeżą” dawkę.
	Minimalizacja marnowania	Szczelne wkłady składają się w trakcie użytkowania, co ogranicza do minimum marnowanie produktu.
OBSŁUGA	Bezpieczny mechanizm blokujący	Unikatowy mechanizm pomaga przeciwdziałać dostępowi osób nieupoważnionych, a także wykradaniu i zanieczyszczeniu produktu.
	Okienko kontrolne	Wskazuje obecność wkładu.
	Oszczędność czasu	Wkłady można wymienić w ciągu kilku sekund, minimalizując czas konserwacji i związane z nią koszty.

KOD TOWARU	DOZOWNIK	LICZBA W OPAKOWANIU	WYMIARY	LICZBA UŻYĆ NA WKŁAD	ZGODNOŚĆ PRODUKTU / WKŁAD	ILOŚĆ PRODUKTU W DAWCE
SWA2000D	2-litrowy dozownik Swarfega®	8	289 W × 162 S × 138 G	444 dawki	2-litrowe wkłady – Blue Insert Swarfega® LIGHT – SWC2LTSC Swarfega® Orange – SOR2LT	4,5 ml

¹ BioCote® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Biocote Limited. *Ochrona przeciwdrobnoustrojowa technologii BioCote® utrzymuje się przez cały okres żywotności przycisku dozownika i nie jest podatna na zużycie, zmycie czy wypłukanie. Technologia BioCote® nie zastąpi dobrych praktyk w zakresie higieny dion.

SC Johnson Professional GmbH
Mies van der Rohe Business Park,
Gebäude B1, Girmesgath 5
47803 Krefeld, Deutschland
Tel. Deutschland 0800-1002730,
Tel. Österreich/Schweiz 0800-100273
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje i dalsze porady techniczne opierają się na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie wiąże się to jednak z żadną formą odpowiedzialności prawnej ani innymi zobowiązaniami prawnymi z naszej strony, w tym dotyczącymi istniejących praw własności intelektualnej osób trzecich, zwłaszcza praw patentowych. W szczególności nie przewiduje ani nie implikuje to jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, czy też gwarancji właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub dalszych udoskonaleń.

© 2026 SC Johnson Professional Limited