

InstantFOAM™ COMPLETE

Piankowy środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu

OPIS PRODUKTU

Pierwszy na świecie wysoce skuteczny środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu o szerokim spektrum działania w postaci pianki o udowodnionej pełnej wirusobójczości

GDZIE UŻYWAĆ

Idealny do stosowania we wszystkich środowiskach opieki zdrowotnej i kontaktu z żywnością, gdzie niezbędny jest wysoki poziom higieny rąk. Nadaje się również do stosowania w stołówkach, pomieszczeniach biurowych, miejscach odpoczynku i wszelkich obiektach użyteczności publicznej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zarazków.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Bakteriobójczy, wirusobójczy, drożdżakobójczy, prątkobójczy.

KIEDY UŻYWAĆ

Środowisko opieki zdrowotnej – proszę używać środka do dezynfekcji rąk zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia Zalecenia organizacji “5 momentów higieny rąk”.

Środowisko pracy z żywnością – proszę używać środka do dezynfekcji rąk zgodnie z zaleceniami Ocena ryzyka HACCP.

Ogólne zastosowanie higieniczne – proszę używać środka do dezynfekcji rąk po kaszlu, kichaniu, kontakcie z płynami ustrojowymi lub dotykaniu potencjalnie skażonych powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem upewnić się, że ręce są czyste i suche. Stosować kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb.

IL (Standard Pump) Cartridge/400ml Pump Pack

Do ogólnego użytku higienicznego: Nałożyć 1 dawkę i dobrze wcierać we wszystkie części dłoni przez 20-30 sekund.

Do higienicznej dezynfekcji skóry (zgodnie z normą EN1500): Nałożyć 5 dawek (3,5 ml). Dobrze wcierać we wszystkie części dłoni, upewniając się, że piana nieprzerwanie pokrywa skórę przez 30 sekund (pełne działanie wirusobójcze 40 sekund).

Do dezynfekcji chirurgicznej: Nałożyć 5 x dawkę (3,5 ml) i nakładać ponownie w razie potrzeby, aby utrzymać dłonie mokre przez 180 sekund.

47ml Bottle

Do użytku ogólnego: Nałożyć odpowiednią ilość produktu i dobrze wcierać we wszystkie części dłoni przez 20-30 sekund.



INNOVATION



FORMAT: PIANKA



	OPIS	KORZYŚCI
CECHY	Szerokie spektrum działania	Wysoce skuteczna formuła zabija 99,999% wielu powszechnych zarazków i jest w pełni przetestowana i udowodniona jako bakteriobójcza, wirusobójcza, drożdżakobójcza i prątkobójcza.
	Pełna aktywność wirusobójcza	Zgodnie z metodą testową EN14476 produkt jest skuteczny przeciwko wszystkim wirusom otoczkowym i bezotoczkowym. Udowodniono również, że dezaktywuje SARS-CoV-2.
	Dozowanie w postaci piany chyba jest wystarczające	Szybko i łatwo wciera się w dłonie, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad produktem, zapobiegając kapaniu i rozpryskiwaniu związanemu ze stosowaniem płynnych alkoholowych środków dezynfekujących.
	Nie klei się	W przeciwieństwie do żelowych środków dezynfekujących na bazie alkoholu, produkt nie zawiera środków żelujących, które pozostawiają uczucie lepkości na dłoniach, szczególnie po wielokrotnym użyciu.
	Niewysychająca formuła	Niezależnie przetestowany i sprawdzony pod kątem utrzymywania nawilżenia skóry, aby pomóc utrzymać ją w dobrej kondycji nawet po częstym stosowaniu.
	Bez bałaganu	Nie zatyka pomp ani nie rozpryskuje się i nie kapie na otaczające powierzchnie podłóg i ścian, jak ma to miejsce w przypadku płynnych i żelowych środków dezynfekujących.
	Przyjemny w użyciu	Obfita piana jest niezwykle przyjemna do częstego stosowania pomiędzy myciem rąk, zachęcając do maksymalnego przestrzegania zaleceń.
	Wygodny	Dostępne w różnych rozmiarach do użytku w różnych placówkach służby zdrowia, miejscach pracy i środowiskach publicznych.
SKŁADNIKI	Hipoalergiczny dla skóry	Ten produkt został przetestowany przez niezależnego dermatologa za pomocą testu Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT), aby zweryfikować i potwierdzić, nie podrażnia skóry i ma bardzo niski potencjał alergizujący.
	Zaprojektowany dla skóry wrażliwej ¹	Ten produkt został opracowany w celu zmniejszenia potencjału alergizującego, co oznacza, że nie zawiera perfum ani barwników, jest hipoalergiczny dla skóry i posiada certyfikat ECARF ³ .
	Bez perfum i barwników	Zaprojektowany dla osób wrażliwych na perfumy i barwniki, które preferują produkty bez ich dodatku.
CERTYFIKATY/ ZGODNOŚĆ	Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego	Pomaga klientom spełniającym wymagania dotyczące składników Halal i Kosher.
	Zawartość alkoholu 80%	Formuła z wysokim poziomem etanolu spełnia wymagania dotyczące skuteczności o szerokim spektrum działania i ma udowodnione działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, drożdżakobójcze i prątkobójcze.
	Certyfikat HACCP International ²	Certyfikowany przez HACCP International jako odpowiedni do stosowania w obiektach, które stosują program bezpieczeństwa żywności oparty na HACCP (Food Zone Classification SSZ), gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Osoby mające do czynienia z żywnością powinny używać produktu wyłącznie zgodnie z instrukcjami na etykiecie, a produkt nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością lub przedmiotami zawierającymi żywność. Butelka 47 ml nie spełnia kryteriów HACCP International.
	Certyfikat ECARF ³	Ten produkt spełnia kryteria Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) dotyczące tolerancji przez skórę. Więcej informacji znajdują Państwo na stronie http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal .
	Odpowiednie do zakładów spożywczych	Produkt został poddany niezależnej ocenie i nie stwierdzono aby śladowe ilości produktu powodowały niekorzystne skutki toksykologiczne. Osoby mające do czynienia z żywnością powinny używać produktu wyłącznie zgodnie z instrukcjami użytkownika, a produkt nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością lub przedmiotami zawierającymi żywność.
	Sprawdzona kompatybilność z rękawicami	Odpowiedni do stosowania z rękawicami lateksowymi, winylowymi i nitylowymi.
Przezroczysty dozownik i czerwony przycisk		Zapewnia dokładną widoczność poziomu środka dezynfekującego, aby ustalić, czy wymagana jest wymiana wkładu, bez konieczności otwierania dozownika. System zamykania ma niebieski klucz, co oznacza, że jest łatwiejszy do zidentyfikowania, jeśli wpadnie do żywności.



¹Produkt nie gwarantuje całkowitego braku ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na alergię powinny zawsze zapoznać się z listą składników przed użyciem produktu.

InstantFOAM™ COMPLETE

Piankowy środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu

PRZEPISY USTAWOWE

Ten produkt spełnia aktualne krajowe przepisy dotyczące produktów biobójczych.

KARTY CHARAKTERYSTYKI

W celu uzyskania informacji na temat bezpieczeństwa, ochrony środowiska, obchodzenia się, pierwszej pomocy i utylizacji prosimy zapoznać się z kartą charakterystyki, którą można pobrać ze strony <https://www.scjp.com/en-gb/safety-data-sheets>

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Proszę bezpiecznie stosować biocydy. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie. Proszę odnieść się do etykiety lub karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) w celu uzyskania informacji na temat bezpieczeństwa.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

Ten produkt ma okres trwałości 36 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany nieotwarty w temperaturze pokojowej.

NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA W OBSZARACH KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Środek do dezynfekcji rąk InstantFOAM™ COMPLETE stosowany zgodnie z instrukcją nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Produkt został oceniony przy użyciu metodologii analizy zagrożeń HACCP. Zidentyfikowano następujące krytyczne punkty kontroli, które są kontrolowane w następujący sposób -

1. Wpływ na zapach i smak środków spożywczych - Preparat został poddany niezależnym testom zgodnie z "Analiza sensoryczna - Metodologia - Test trójkąta BS EN ISO 4120:2007" i wykazano, że nie może powodować skażenia żywności.
2. Możliwe skutki toksyczne składników - przeprowadzono niezależną ocenę toksykologiczną doustną i stwierdzono, że jest mało prawdopodobne, aby jakiegokolwiek środki spożywcze, które mogą zawierać śladowe ilości produktu, powodowały jakiegokolwiek niekorzystne skutki toksykologiczne.

CERTYFIKATY



Międzynarodowy certyfikat HACCP

Ten produkt i dozowniki, z którymi ma być używany (LGTILDS), zostały certyfikowane przez HACCP International jako bezpieczne dla żywności produkty do higieny rąk, odpowiednie do stosowania w obiektach, które działają zgodnie z programem bezpieczeństwa żywności opartym na HACCP, w strefie SSZ (Splash or Spill Zone). Oznacza to, że produkty nadają się do stosowania w obszarach związanych z żywnością, takich jak kuchnie, obszary produkcyjne i obszary przetwarzania, ale nie nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub przedmiotami, które będą dotykać żywności. Ocena i certyfikacja HACCP International jest ściśle ograniczona do kwestii bezpieczeństwa żywności lub działania programu bezpieczeństwa żywności opartego na HACCP. Chociaż HACCP International dokłada należytej staranności przy ocenie produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie, HACCP International nie gwarantuje, że każde ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności w każdym zastosowaniu zostało zidentyfikowane. Wydając niniejsze oświadczenie, nie udziela się ani nie dorozumiewa żadnej gwarancji.

Butelka o pojemności 47 ml nie spełnia kryteriów HACCP International.



Znak Jakości ECARF

Ten produkt spełnia kryteria Europejskiego Centrum Badań Alergii (ECARF) dotyczące tolerancji przez skórę. Kosmetyki mogą otrzymać znak jakości za spełnienie następujących kryteriów:

1. Ilościowa ocena ryzyka składników produktu w odniesieniu do ich potencjalnego działania uczulającego na skórę, z uwzględnieniem określonych warunków stosowania i ilości.
2. Nadzorowane medycznie badania kliniczne z udziałem ochotników z atopowym zapaleniem skóry.
3. Zatwierdzony system zarządzania kontrolą jakości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.



1 Produkt jest przeznaczony dla skóry wrażliwej i opracowany w celu zmniejszenia jej potencjału alergizującego¹

¹Produkt nie gwarantuje całkowitego braku ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na alergię powinny zawsze zapoznać się z listą składników przed użyciem produktu.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Produkty SC Johnson Professional są wytwarzane w zakładach, które stosują odpowiednie praktyki zapewniania jakości, w tym w odniesieniu do procesów kontroli jakości surowców i wyrobów gotowych, oraz spełniają wszelkie wymogi regulacyjne mające zastosowanie do wytwarzania takich produktów.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Ocena bezpieczeństwa produktu

Produkt został oceniony przez niezależnego toksykologa i został uznany za bezpieczny do stosowania na dłoniach dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami, spełniając wszystkie odpowiednie wymogi prawne.

Test zgodności ze skórą

Niezależne testy dermatologiczne przeprowadzone w celu oceny kompatybilności produktu ze skórą przy użyciu dobrowolnych osób testujących w modelach półokluzyjnych, nakładanych przez 48 kolejnych godzin, wykazały, że produkt nie powoduje podrażnień podczas stosowania..

Badanie wysokiej częstotliwości użytkowania

W niezależnych testach udowodniono, że środek do dezynfekcji rąk InstantFOAM™ Complete nie ma negatywnego wpływu na stan skóry zdrowych dłoni uczestników testu, nawet po 48 zastosowaniach dziennie przez 5 dni.

Środek do dezynfekcji rąk InstantFOAM™ Complete okazał się znacznie bardziej nawilżający w porównaniu z produktem kontrolnym - wiodącym na rynku środkiem do dezynfekcji rąk w formie żelu - a nawilżenie skóry nie uległo zmianie. Stan skóry oceniano za pomocą pomiarów przeznaskórkowej utraty wody (TEWL), korneometrii, kontroli widocznego zaczerwienienia i przewodnictwa skóry.

Hipoalergiczny dla skóry

Bezzapachowa i niezawierająca barwników formuła nie wykazała potencjału wywoływania podrażnienia skóry lub uczulenia po przeprowadzeniu niezależnego 6-tygodniowego testu płatkowego Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT).

Alergicy powinni zawsze zapoznać się z listą składników przed użyciem produktu.

Kompatybilność rękawic

W niezależnych testach stosowanie środka do dezynfekcji rąk InstantFOAM™ COMPLETE w połączeniu z renomowanymi rękawicami lateksowymi, winylowymi i nitylowymi nie ma żadnego szkodliwego wpływu na właściwości rozciągające rękawic przy użyciu metodologii testowej BS EN 455-2:2009.

InstantFOAM™ COMPLETE

Piankowy środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu

TESTOWANIE PRODUKTÓW

TYP TESTU	STANDARD TESTOWY	WARUNKI TESTU	KOMENTARZ
Bakteriobójczy	EN1500	In vivo	Produkt przechodzi po 30 sekundach (3 ml).
	EN12791	In vivo	Odpowiedni do chirurgicznej dezynfekcji rąk - nanieść 3 ml i zwilżać ręce przez 3 minuty.
	EN1276	In vitro	Nadaje się do stosowania w obszarach spożywczych, przemysłowych, domowych i instytucjonalnych. Posiada działanie bakteriobójcze w ciągu 30 sekund w czystych warunkach przy użyciu 4 referencyjnych szczepów.
	EN13727	In vitro	Odpowiedni do stosowania w obszarze medycznym. Wykazuje działanie bakteriobójcze w ciągu 30 sekund w czystych warunkach przy użyciu 4 referencyjnych szczepów.
Środek drożdżobójczy	EN1650	In vitro	Nadaje się do stosowania w obszarach spożywczych, przemysłowych, domowych i instytucjonalnych. Wykazuje działanie drożdżakobójcze wobec Candida albicans przy czasie kontaktu wynoszącym 30 sekund.
	EN13624	In vitro	Nadaje się do stosowania w obszarze medycznym. Wykazuje działanie drożdżakobójcze przeciwko Candida albicans przy czasie kontaktu wynoszącym 30 sekund.
Mykobakteriobójcze	EN14348	In vitro	Nadaje się do stosowania w obszarze medycznym. Posiada działanie prątkobójcze przeciwko Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium w ciągu 30 sekund.
Wirusobójczy	EN14476	In vitro	Dezaktywuje norowirusa mysiego (30 sekund), adenowirusa (30 sekund), poliwirusa (40 sekund) i SARS CoV-2 (30 sekund). Działa wirusobójczo zgodnie z normą EN14476 na wszystkie wirusy otoczkowe i bezotoczkowe, np: H1N1, H5N1, H3N2, HAV, HSV-1, HIV-1, HRV, Rota, Filoviridae i Coronaviridae.

SKŁADNIKI
ALCOHOL DENAT., AQUA (WATER), BIS-PEG 12 DIMETHICONE, DIHYDROXYPROPYL PEG-5 LINOLEAMMONIUM CHLORIDE, PANTHENOL, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, CITRIC ACID.

ROZMIARY OPAKOWAŃ			
STOCK CODE	SIZE	CASE QTY	DOZOWNIK
DIS47ML	Butelka z pompką 47 ml	12	
DIS250ML	Butelka z pompką 250 ml	12	
DIS400ML	Butelka z pompką 400 ml	6	
DIS1000ML	Wkład 1 litra	6	SAN1LDS INFO1CON
IFS1LTFEN	Wkład 1 litra do Dozownik TouchFREE	3	IFSTF2EN

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego tytułu odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technologicznego lub innych zmian.

