



Dispensador manual Swarfega®

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispensador para limpadores de mãos Swarfega® em recargas de 4 litros.

UTILIZAÇÃO

O dispensador destina-se a uma utilização exclusiva com a gama de recargas de 4 litros da Swarfega®.

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO

Os botões «easy-push» grandes dispensam a quantidade certa de produto para a aplicação necessária e as recargas vazias são facilmente substituídas em segundos.



Dispensador de 4 l

	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS
CARACTERÍSTICAS	Garantia vitalícia	O dispensador Swarfega® de 4 litros tem garantia vitalícia. A garantia aplica-se apenas na União Europeia, Reino Unido e Irlanda e a dispensadores que utilizem exclusivamente produtos da SC Johnson Professional. Aplicam-se outros termos e condições: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee
	Botões protegidos pela tecnologia BioCote® ¹	A tecnologia de iões de prata BioCote® reduz eficazmente as bactérias, o bolor e os fungos na superfície dos botões dos dispensadores com tratamento BioCote® da SC Johnson Professional®, no curto espaço de tempo de 2 horas, e alcança uma redução de até 99,99% ao longo de um período de 24 horas.
	Botões grandes e fáceis de utilizar	Minimizam a força necessária possibilitando uma utilização fácil com a mão.
	Dose medida	Fornece a quantidade certa para uma aplicação de produto eficaz, controlando a utilização excessiva e o desperdício.
	Recarga higienicamente selada	A recarga selada por ultrassons e os mecanismos da bomba impedem a entrada de ar na recarga durante a utilização, de modo a ajudar a prevenir a contaminação do produto e a garantir que é sempre dispensado produto «fresco».
	Mínimo desperdício	As recargas herméticas são desenvolvidas para comprimirem durante a utilização, de forma a minimizar o desperdício de produto.
MANUSEAMENTO	Mecanismo bloqueável seguro	Mecanismo exclusivo que ajuda a impedir o acesso não autorizado, furto e contaminação do produto.
	Visor	Indica a presença de uma recarga.
	Poupa tempo	As recargas podem ser substituídas em segundos, minimizando o tempo de manutenção e os custos associados.

CÓDIGO DE STOCK	DISPENSADOR	DIMENSÕES	APLICAÇÕES POR RECARGA	COMPATIBILIDADE DO PRODUTO	TAMANHO DA DOSE
SWA4000D	Dispensador de 4 l Swarfega®	348 A x 177 L x 160 P mm	888 doses	Recargas 4 l gama Swarfega® Swarfega® Orange-SORC4LTR Swarfega® EXTREME-SHD4LTR	4,5 ml

¹ A BioCote® é uma marca registada da Biocote Limited *Biocote® mantém a sua proteção antimicrobiana durante todo o ciclo de vida do botão do dispensador e não irá sofrer desgaste nem sair com o uso da água ou lixívia. A tecnologia BioCote® não substitui boas práticas de higiene de mãos.

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
E-mail: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e todo o aconselhamento técnico posterior estão baseados no nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas aos direitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou garantia das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso tecnológico ou desenvolvimentos futuros.
© 2026 SC Johnson Professional S.L.